

**SmartClepius**  
**Especificação de Caso de Uso: sucGerenciarLeito**

**Versão 1.1**

SmartClepius	Versão: 1.1
Especificação de Caso de Uso: sucGerenciarLeito	Data: 31/05/2020
Caso de uso: Gerenciar Leito	

## Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
08/04/2020	1.0	Elaboração do documento	Eduardo Lacerda
31/05/2020	1.1	Refinamento do documento	Daniella C. C. Torelli

SmartClepius	Versão: 1.1
Especificação de Caso de Uso: sucGerenciarLeito	Data: 31/05/2020
Caso de uso: Gerenciar Leito	

## Índice

1. Breve Descrição	4
2. Fluxo Básico de Eventos	4
3. Fluxos Alternativos	4
4. Subfluxos	4
5. Cenários Chave	4
6. Condições Prévias	4
7. Condições Posteriores	4
8. Pontos de Extensão	4
9. Requisitos Especiais	4
10. Informações Adicionais	5

SmartClepius	Versão: 1.1
Especificação de Caso de Uso: sucGerenciarLeito	Data: 31/05/2020
Caso de uso: Gerenciar Leito	

# Especificação de Caso de Uso: sucGerenciarLeito

## 1. Breve Descrição

Esse caso de uso sucGerenciarLeito é responsável por realizar o cadastro ou alteração de leito de um paciente. Ele é feito por um membro da Equipe Médica.

## 2. Fluxo Básico de Eventos

O caso de uso Gerenciar Leito é uma inclusão do caso de uso Gerenciar Alterações. Ele segue um padrão de alterar ou cadastrar no sistema o leito no qual o paciente se encontra.

- Inserir alteração de leito

### 1. Nova alteração

1.1 O usuário membro da equipe médica escolhe a opção de alteração de leito e cadastra as informações do novo leito

1.2 O sistema atualiza as informações e envia uma notificação ao usuário responsável pelo paciente

## 3. Fluxos Alternativos

### 1. Cadastro de leito invalido (durante o passo 1.1)

1.1 Usuário membro da equipe médica cadastra durante a alteração de leito, um leito inexistente no sistema do hospital

1.2 O sistema não reconhece o leito cadastrado e apresenta uma mensagem de erro.

## 4. Subfluxos

Não existe um subfluxo associado a esse caso de uso.

## 5. Cenários Chave

O cenário chave desse caso de uso é a tela de cadastro de informações do layout da equipe médica.

## 6. Condições Prévias

As condições ideais para o uso do sistema seriam um padrão de cadastro de alteração de leito.

## 7. Condições Posteriores

Não existem condições posteriores associada a esse caso de uso.

## 8. Pontos de Extensão

Não há pontos de extensão.

## 9. Requisitos Especiais

A princípio, nenhum identificado.

SmartClepius	Versão: 1.1
Especificação de Caso de Uso: sucGerenciarLeito	Data: 31/05/2020
Caso de uso: Gerenciar Leito	

## 10. Informações Adicionais

